

SCHEDA TECNICA

SOLLEVATORE IDRAULICO CON IMBRAGATURA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5/7 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: SOLLEVATORE IDRAULICO CON IMBRAGATURA (COD. imbragatura: 855201)

CODICE ISO: 12.36.03.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - **Nr: 6235/R.**

CODICE Nr: 855200

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Sollevatore mobile a imbragatura polifunzionale, sollevamento oleodinamico o meccanico, completo di imbragatura standard con supporto per la testa.

4 ruote piroettanti da 100mm, anteriori senza freno, posteriori con freno.

Portata imbragatura (Cod. 855201): Kg 150

Specifiche tecniche:

- In acciaio laccato con la base regolabile in larghezza a “leva”
- Supporto imbragatura girevole a 360°
- Lunghezza cm 110
- Larghezza da cm 55 a cm 95 (interna) - minima esterna cm 63,5
- Altezza da cm 76 a cm 187
- Altezza massima della base da terra cm 14
- Portata massima kg 150

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

