

# PLIKO

Passeggino chiudibile



**SCHEDA**

REQUISITI AUSILIO - CODICI DM 332/99

DATI DIMENSIONALI



*Le informazioni riportate su prodotto, colori, versioni e misure sono soggette a modifiche;  
Fumagalli Srl si riserva il diritto di possibili futuri cambiamenti senza preavviso ai clienti.*



## PLIKO



PLIKO è un passeggino chiudibile realizzato in alluminio, dotato di sistema di chiusura estremamente semplice e fluido.

Questo prodotto ha un aspetto accattivante, leggero e maneggevole, ma è dotato degli accorgimenti necessari per personalizzare l'assetto posturale: la speciale imbottitura, infatti, consente l'inserimento di cuscinetti e posizionatori nei punti dove il bambino necessita sostegno e contenimento.

✓ Lo schienale è reclinabile sino a raggiungere la posizione sdraiata e su di esso è possibile collocare a diverse altezze, attraverso un sistema a velcro, una testiera contenitiva.

✓ La seduta è regolabile in profondità e la pedana poggiatesta in altezza e flessione in modo indipendente.

✓ Le ruote anteriori, piroettanti, possono essere bloccate in un'unica posizione per evitare vibrazioni sui terreni sconnessi mentre le ruote posteriori sono dotate di freni indipendenti.

✓ Le maniglie di spinta possono essere alzate o abbassate alla posizione più comoda per essere utilizzate.

✓ Ideale come sistema di spostamento veloce grazie al suo sistema di chiusura che consente di ripiegare il passeggino con pochi gesti, al peso ridotto, alle dimensioni contenute e a tutte quelle caratteristiche proprie di un sistema leggero e funzionale.

# Passeggino chiudibile



## PLIKO

### 872000

Passeggino chiudibile, dotato dei necessari supporti per il contenimento posturale ma caratterizzato da un sistema di chiusura che consente il ripiegamento con una semplice manovra, da un peso molto ridotto e da dimensioni contenute che gli consentono di essere utilizzato durante gli spostamenti veloci.

Composto da:

- ruote adatte per esterni;
- cinghia a bretellaggio, imbottita;
- cinturini fermapiède;
- poggiatesta regolabile in altezza;
- regolazione della profondità del sedile.

#### CODICI D.M. 332/99

- 12.27.03.006+
- 12.27.03.115+
- 12.27.03.130+
- 12.27.03.133+
- 12.27.03.142

#### Modalità di fornitura

Individuazione della misura idonea, prova ed adattamento dei diversi componenti alle esigenze morfologiche e riabilitative del paziente.

#### Addestramento all'uso.

Post vendita: verifica periodica dell'idoneità degli adattamenti effettuati, modifiche ed opportune integrazioni.



## Passeggino chiudibile



La speciale struttura del telaio consente al passeggino la reclinazione dello schienale a diversi gradi, fino a raggiungere una posizione di riposo in orizzontale.

Pliko può essere chiuso completamente, occupando pochissimo spazio, e trasportato con facilità grazie alle comode maniglie.

**SACCA TERMICA HUSKY**

- **877001 - MISURA XS**  
per bambini fino a cm 100 di altezza.
- **877002 - MISURA S**  
per bambini da cm 90 fino a cm 120 di altezza.
- **877003 - MISURA M**  
per bambini da cm 110 fino a cm 140 di altezza

In tessuto impermeabile e traspirante ed imbottitura morbida e calda, ha apposita sagomatura per poter essere utilizzata anche con divaricatore o presa pelvica (non illustrata).

CODICI D.M. 332/99

*"Non previsto dall'attuale Nomenclatore"*

**MANTELLINA CON MANICHE**

- **878001 - MISURA XS**  
per bambini fino a cm 110 di altezza.
  - **878002 - MISURA S**  
per bambini da cm 100 fino a cm 130 di altezza.
- (Non illustrata)

CODICI D.M. 332/99

*"Non previsto dall'attuale Nomenclatore"*

**CAPOTE****872005 - MISURA UNICA**

Capote completa di parapigioggia, asportabile.

CODICI D.M. 332/99

*"Non previsto dall'attuale Nomenclatore"*

**DIVARICATORE ANATOMICO****A PRESA PELVICA****870326 - MISURA UNICA**

Realizzato in tessuto lavabile e traspirante, con anima interna rigida ed imbottitura di comfort. Regolabile in senso antero/posteriore, con regolazione indipendente facilitata dei lembi di divaricazione, per intervenire su eventuali asimmetrie. Sistema di ancoraggio veloce alla struttura (non illustrato).

CODICI D.M. 332/99

- 18.09.39.163




# PLIKO

Codici Fumagalli: 872000

	MISURE
Profondità sedile	24 ÷ 30
Larghezza sedile	25 ÷ 34
Altezza schienale	63
Larghezza schienale	34
Lunghezza pedane	6 ÷ 30
Larghezza massima	54
Profondità	99
Altezza	102
Dimensioni piegato (largh. x alt. x lungh.)	36x41x119
Peso kg	10
Portata max kg	25+5 cestello

Misure espresse in centimetri





Piazza Puecher 2 - 22037 Pontelambro (CO)  
[www.fumagalli.org](http://www.fumagalli.org) - [info@fumagalli.org](mailto:info@fumagalli.org)

ISO 9001 - Cert. n. 3936/0