



### **Aquatec Pico: sedia da doccia modulare**

- Regolabile in altezza da 450 a 590 mm
- Gambe in alluminio e scocca in PVC anticorrosione
- Schienale e i braccioli estraibili per trasformare la sedia in sgabello
- Superficie antiscivolo e sagomatura anteriore
- Lo schienale può essere montato anche sul davanti, così da invertire la posizione della sagomatura del sedile
- 4 ventose per fissare la sedia sul piatto della doccia
- Assemblaggio senza utensili
- Portata massima 160 Kg



Aquatec **Pico**





Aquatec **Pico 3 in 1**

**Aquatec Pico 3 in 1: sedia da doccia e WC**

Tre prodotti in uno: sedia da doccia e WC, sgabello da doccia e WC, sgabello da doccia e WC con braccioli.

- Sedia e/o sgabello da doccia e WC modulare regolabile in altezza da 450 a 590 mm
- Gambe in alluminio e scocca PVC anticorrosione

- Schienale, braccioli estraibili
- Sedile con superficie antiscivolo
- 4 ventose per fissare la sedia sul piatto della doccia
- Assemblaggio senza utensili
- Consegnato con secchio con coperchio

**Optional e caratteristiche**



**Pico**



**Pico senza schienale.**



**Pico senza braccioli.**



**Pico 3 in 1 con un bracciolo.**



**Pico 3 in 1 senza schienale.**



**Pico 3 in 1 con sedile morbido.**


**Dati tecnici**

Codice prodotto	Aquatec <b>Pico</b>	Aquatec <b>Pico 3 in 1</b>
<b>Sedia da doccia completa</b>	<b>9.22.001</b>	<b>1525887</b>
<b>Sgabello da doccia</b>	<b>9.20.001</b>	
<b>Sgabello con braccioli</b>	<b>9.21.001</b>	
<b>Sedia da doccia con schienale e senza braccioli</b>	<b>9.23.001</b>	
<b>Nr. Repertorio DM</b>	<b>243154/R</b>	<b>243154/R</b>

Maggiori informazioni	Aquatec <b>Pico</b>	Aquatec <b>Pico 3 in 1</b>
Peso sgabello da doccia	3,2 Kg	–
Peso sgabello con bracciolo	4,1 Kg	–
Peso sedia da doccia con schienale e senza braccioli	4,0 Kg	–
Peso sedia da doccia completa	4,8 Kg	4,8 Kg
Portata	160 Kg	160 Kg
Colore	Bianco	Bianco

Dimensioni		
Larghezza del sedile	430 mm (A)	430 mm (A)
Profondità seduta	420 mm (B)	420 mm (B)
Altezza seduta	425 - 575 mm (C)	425 - 575 mm (C)
Larghezza totale	575 mm (D)	575 mm (D)
Profondità totale	520 mm (E)	520 mm (E)
Altezza totale	825 - 975 mm (F)	825 - 975 mm (F)
Altezza fino ai braccioli	605 - 755 mm (G)	605 - 755 mm (G)
Larghezza tra i braccioli	430 mm (H)	430 mm (H)
Larghezza foro	180 mm	–
Profondità foro	145 mm	–
Regolazione in altezza, a passi di	25 mm	25 mm
Altezza da terra al sedile:		
con vaschetta WC	–	340 - 490 mm
senza vaschetta WC	–	375 - 525 mm

Aquatec **Pico / Pico 3 in 1**



**PRODOTTI COMMERCIALIZZATI**