

CROCODILE

Scheda tecnica



Crocodile è "design puro".

Ha la funzione di offrire supporti stabilizzanti posteriori per il tronco e sostegni per gli arti superiori, atti a facilitare la deambulazione autonoma. Unisce alla linea moderna, essenziale, elegante e leggera una grande funzionalità ed una vasta gamma di accessori per consentire la personalizzazione del sistema rispetto alle specifiche necessità.

Disponibile in tre misure, per bambini dai 2 anni fino ai ragazzi, può essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni.

Molto facile da utilizzare e da manovrare: i supporti posizionati dietro al bambino stimolano la sua capacità di muoversi autonomamente dandogli, assieme ad una grande sicurezza, un'altrettanto grande sensazione di libertà, mentre i supporti laterali stabilizzano il bacino sul piano frontale evitando uno *shift* pelvico.


Per offrire al bambino ulteriori aiuti, può essere equipaggiato anche con un'imbracatura di sostegno oppure, quando raggiunto un sufficiente grado di autonomia, con un piccolo sedile imbottito che all'occorrenza può essere ribaltato indietro, senza intralci per la deambulazione.

Permettendo di partire con un insieme importante di sostegni che via via possono essere tolti, è utile anche come ausilio per l'addestramento al cammino autonomo e per l'allenamento fisico-riabilitativo.

Per essere sicuri di offrire al bambino l'aiuto più opportuno e rassicurante, è necessario consultare attentamente la scheda dimensionale!

Crocodile è un ausilio per la stabilizzazione e deambulazione in posizione eretta con requisiti tecnici e caratteristiche costruttive diverse da quelle descritte nel D.M. 332, per il quale il medico prescrittore può decidere sulla "possibile riconducibilità per omogeneità funzionale". I codici DM 332 di riferimento sono indicati negli allegati buoni d'ordine.

Crocodile: scheda dimensionale



Misure	Crocodile		
	Misura 1	Misura 2	Misura 3
	cm	cm	cm
Larghezza tra i manubri (J)	27-55	32-60	35 - 69
Altezza dal pavimento ai manubri (K)	39-70	55-88	70 - 100
Larghezza massima (G)	62	69	69
Lunghezza (H)	72	84	87
Altezza dal pavimento (I)	49-66	65-82	77
Lunghezza ripiegato	72	86	100
Altezza ripiegato	31	27	29
Peso	5,5 kg	6,5 kg	12 kg
Altezza massima utilizzatore	115	150	180
Peso massimo utilizzatore	30 kg	45 kg	80 kg
Raggio di sterzata	75	77	90

Colori disponibili:

Misura 1
Giallo



Misura 2
Arancione



Misura 2
Nero Met. (a richiesta)



Misura 3
Grigio Metallizzato



il simbolo da barrare per indicare la vostra scelta

Buono d'ordine CROCODILE

Data _____

TIMBRO RIVENDITORE

Utente _____

Indirizzo di spedizione (se diverso dal rivenditore)

La configurazione base di CROCODILE comprende:

Viene fornito completo di spinta posteriore, coppia fianchetti, coppia supporti per avambraccio con impugnatura, dispositivo anti-ribaltamento, freni a frizione, dispositivo antiarretramento, set stabilizzatori direzionali

CROCODILE - stabilizzatore/deambulatore per l'addestramento al cammino, a presa posteriore

Q.TA'	CODICI	DESCRIZIONE	Prezzo di listino	Tariffe DM 332/99 con incremento Conferenza delle Regioni	Codice Nomenclatore DM 332/99	
	<input type="checkbox"/> 650001 misura 1	Crocodile con imbragatura di sostegno	1.700,00			
	<input type="checkbox"/> 650002 misura 2					
	<input type="checkbox"/> 650011 misura 1	Crocodile con sedile imbottito	1.700,00	1.700,25	03.78.09.003	
	<input type="checkbox"/> 650012 misura 2					
	<input type="checkbox"/> 650013 misura 3		2.190,00			
	<input type="checkbox"/> 650001-2 misura 1	Imbracatura di sostegno	110,00	-	-	
	<input type="checkbox"/> 650002-2 misura 2					
	<input type="checkbox"/> 650011-2 misura 1	Sedile imbottito	180,00	-	-	
	<input type="checkbox"/> 650012-2 misura 2					
	<input type="checkbox"/> 650013-3 misura 3					