

CUSCINO KOMET "1" AIR

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: CUSCINO KOMET "1" AIR

CODICE ISO: 03.33.03.015

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 4696/R



CODICE Nr.: 855310 - 855311 - 855312 - 855314 - 855316 - 855317 - 855318 - 855319

MATERIALE: Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio, indicato per soggetti a rischio elevato, di limitata autonomia di spostamento e con processi degenerativi della cute già presenti.

Realizzato in PVC medicale, consente un comfort ed uno scarico ottimale al cavo popliteo. Il cuscino offre un elevato livello di prevenzione delle piaghe da decubito.

Tutti i cuscini sono forniti completi di fodera ignifuga, traspirante, in cotone jersey e con la base antiscivolo, con pompa di gonfiaggio e kit di riparazione.

Fornibile in: • H cm6 (low profile) • H cm10 (high profile)

Portata massima kg180

DIMENSIONI:

Altezza cm 6	Larghezza	Profondità
Cod. 855310	38	38
Cod. 855311	40	40
Cod. 855312	46	40
Cod. 855314	50	46

Altezza cm 10	Larghezza	Profondità
Cod. 855316	38	38
Cod. 855317	40	40
Cod. 855318	46	40
Cod. 855319	50	46

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

DOTAZIONI: fodera in cotone Jersey, traspirante, ignifuga, lato di appoggio in materiale antiscivolo; pompa di gonfiaggio e kit di riparazione inclusi.

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

