

Alber | *twion*[®]

NOVITÀ



MADE IN GERMANY 

Il più veloce, il più leggero moltiplicatore di spinta per carrozzine.

Twion, l'innovativo sistema di propulsione Alber offre una soluzione flessibile ed efficiente garantendo libertà e massima indipendenza.

I motori elettrici con batterie al litio integrate, forniscono una spinta aggiuntiva raggiungendo i 6 km/h nella versione standard e i 10 km/h come optional.

La scrupolosa scelta dei materiali ha permesso di combinare tecnologia e leggerezza: le ruote *Twion* pesano solo 6kg batterie incluse.



alber[®]

**INVACARE**
Yes, you can.[®]



Indipendente

Twion è compatibile con un panorama pressoché illimitato di carrozzine leggere e superleggere. Il montaggio è facile ed immediato: una piccola e leggera staffa viene fissata sul telaio della carrozzina. Il sistema a sgancio rapido permette all'utente di sostituire facilmente le ruote manuali con le ruote **Twion**.

Efficiente

L'efficiente sistema di recupero dell'energia ricarica automaticamente le batterie durante la frenata assicurando efficienza nella gestione della carica ed un'esperienza di guida unica. Questo garantisce un'autonomia fino a 20 km con sola carica.

Il nuovo sistema EasyConnex colloca automaticamente la presa nella posizione corretta grazie ad un particolare magnete.

Esclusivo, semplice e progettato nei minimi particolari

Con le sue forme raffinate, **Twion** non passa inosservato. Grazie ad un design ricercato, linee morbide, ed una tecnologia avanzata ed intuitiva, Alber fissa standard di qualità unici sul mercato.

Twion è disponibile in diversi colori e con varie tipologie di copertoni.

Caratteristiche



Facile da trasportare

Grazie alla sua compattezza e leggerezza, Twion si trasporta facilmente.



Sistema di ricarica Easy Connex

Si colloca automaticamente nella posizione corretta.



Twion si rimuove facilmente

Sistema a sgancio rapido.

Smartphone App



twion Mobility App e pacchetto Mobility Plus

Gli smartphone svolgono un ruolo fondamentale nella quotidianità di ognuno di noi. Alber non si è fatta attendere e ha ampliato l'offerta tecnica sui propri prodotti sviluppando contenuti digitali.

Basta scaricare l'App gratuita **Twion** Mobility dal Google Play Store su qualsiasi dispositivo android e usufruire di tutti i servizi in ogni momento. Ad esempio, se ci sono da effettuare delle riparazioni, la funzione di diagnostica può aiutare ad individuare l'anomalia nelle ruote e, se necessario, può mettere direttamente in contatto con il servizio assistenza.

Con il pacchetto opzionale Mobility Plus, è possibile usufruire di ulteriori funzioni dell'applicazione e comunicare in bluetooth direttamente con le ruote **Twion** tramite lo smartphone. In questo modo riceverete in tempo reale tutte le informazioni relative alla distanza percorsa, al livello di carica della batteria, le calorie bruciate e molte altre indicazioni. Per gli utenti più sportivi sono disponibili diversi profili di guida ed è possibile salvare i percorsi utilizzando il GPS.

Dotazioni



Ruota Twion

28 raggi, corrimano nero anodizzato, dimensioni 24" x 1", batterie al litio integrata, pulsante ON/OFF, copertoni Marathon Plus Evolution.



Carica batteria

Sistema EasyConnex ed indicatore di carica luminoso.



Piastra di aggancio

Compatibile con pressoché tutte le carrozzine superleggere. In alluminio.

Opzioni



Colori

Copertura motore in nero perla e bianca (standard).



Corrimano

Corrimano in alluminio nero anodizzato (standard) o in acciaio inossidabile verniciato.



Tre differenti copertoni disponibili:

Tre differenti tipologie disponibili: Schwalbe Ultramar, Airborne, Marathon Plus Evolution (standard).



Pacchetto Mobility Plus

Richiede uno Smartphone Android con accesso a internet. Include l'aumento di velocità fino a 10 km/h, il comando remoto BlueDrive e altre funzioni.



Ruotine antiribaltamento

Regolabili in altezza, inclinazione e lunghezza. Posizionate sotto la seduta consentono di elevare la carrozzina per facilitare la rimozione delle ruote Twion.

Dati tecnici



6 - 10 km/h



12 - 20 km



37V



2 x 60 W

twion



12,0 kg



120 kg

twion

Invacare Meccsan s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
Thiene (VI) - Italy
Tel.: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034
e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it

© 2014 Invacare International Sàrl
All rights reserved.

Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate.

Alber twion - IT - 02/2014



Yes, you can.®