



# DUKKI

IGIENE PERSONALE ED ALIMENTAZIONE



Il seggiolone polifunzionale  
che facilita le azioni  
della vita quotidiana come  
l'alimentazione e l'igiene personale.

*S* Il seggiolone polifunzionale Dukki è destinato a bambini disabili di età compresa tra 2 e 14 anni ed è stato studiato per accompagnare e facilitare tutti i momenti e le azioni della vita quotidiana, in particolar modo quelli legati alla cura dell'igiene personale.

Il design della seduta garantisce confort e rilassamento, ottimizzati dalla scocca imbottita fornita in dotazione rendendo possibile l'utilizzo anche per tempi lunghi.

La seduta bascula facilmente secondo vari gradi di angolazione permettendo sempre il massimo relax.

Il divaricatore, i braccioli, la pedana singola a cassetta forniscono maggiore supporto al bambino.

La postura è ottimizzata dai contenitori laterali per il bacino e dall'utilizzo della cintura pettorale, dal tavolino, dai cinturini fermapiedi e dal poggiatesta.



*S* Il Dukki è disponibile in 4 misure e questa ampia scelta rende possibile individuare il seggiolone più adatto al proprio bambino.



Il Dukki è stato progettato in modo tale da permettere una pulizia veloce e completa: tutti gli angoli sono tondi, ed i materiali utilizzati sono facili da pulire, resistenti ed anticorrosione.



Il Dukki, in tutte le sue misure, può essere utilizzato direttamente per intero nella doccia.

*S* Il seggiolone polifunzionale Dukki è un campione di praticità perchè permette di lavare a fondo il bambino in qualsiasi posizione, grazie alla regolazione del basculamento ed alla rimozione simultanea dei dell'abductore e dei braccioli.

E' possibile posizionare in maniera molto semplice sotto l'abductore la vaschetta igienica fornita in dotazione per consentire le normali funzioni fisiologiche.



*D*ato il frequente e quotidiano utilizzo il Dukki è stato progettato per fornire la massima semplicità d'uso.

Il bracciolo e l'abductore possono essere rimossi contemporaneamente facilitando le operazioni di trasferimento, il grado di basculamento e la posizione del poggiatesta possono essere regolati senza l'utilizzo di utensili.

La pedana può essere regolata in varie altezze ed un dispositivo a scatto consente di modificare dell'altezza dell'intero seggiolone per garantire confort e funzionalità del seggiolone.



- Ottimo confort**
- Ampia scelta di misure**
- Igiene eccellente**
- Praticità d'uso**

