

LECKEY[®] Pal

Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE

Sistema di seduta PAL



Posture + **A**ttention = **L**earning

Una postura appropriata favorisce
l'attenzione e facilita l'apprendimento

Ideata dal team di terapisti e progettisti della Leckey,
PAL è un sistema di seduta esteticamente piacevole,
robusto e di facile utilizzo a casa, a scuola
o nelle strutture riabilitative.

È stato progettato per bambini da 1 a 8 anni
con lievi o moderate esigenze posturali.

PAL migliora la stabilità in postura seduta,
permettendo al bambino, periodi più lunghi
di attenzione e facilitando le attività
motorio-manipolative.







Humpty Dumpty
Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses
and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.

Little Miss Muffet
Little Miss Muffet
Sat on a tuffet,
Eating her
Along c
Who s
And f

Red

Brown

Orange

Yellow

Green

Blue

White

Purple

Disponibile in 3 misure e in 4 colori, PAL si integra perfettamente nell'arredamento della cameretta del vostro bambino; la struttura in legno e i rivestimenti facilmente lavabili, ne favoriscono l'impiego in ambiente scolastico.



Pal: base con pedana poggiatesta



Scegliere il PAL giusto
è facile
come contare

1



2



3



Pal base con ruote




Pal base a dondolo



La semplicità di regolazione dell'altezza del piano di seduta, la regolazione in profondità e in larghezza del sedile, la reclinazione regolabile dello schienale e la cinghia pelvica di serie, unite ad alcuni accessori quali il divaricatore, il tavolino regolabile e il cuscino a cuneo, fanno di PAL un sistema di seduta particolarmente versatile per l'utilizzo nelle strutture riabilitative.

Bastano 3 semplici misurazioni:

1. la profondità della seduta
2. la larghezza della seduta
3. l'altezza della seduta da terra.



PAL è disponibile in 3 misure e in 4 colori: verde, arancio, blu e rosa.

Pedana poggiapiedi, tavolino divaricatore, cuscino a cuneo e supporti imbottiti per il bacino completano la gamma degli accessori disponibili

Puoi scegliere differenti soluzioni per la base (vedi foto sottostanti).



Pal base con stabilizzatore



Pal base in versione rialzata (disponibile solo per la misura 1)

Tabella misure

	Età	Altezza utente	Peso utente	Profondità seduta	Larghezza seduta	Altezza seduta	Altezza schienale	Peso prodotto	Altezza tavolo (2-4 persone)
Misura 1	1 - 3 anni	700 - 950mm	Max - 30kg	180 - 240mm	150 - 250mm	160 - 240mm	265mm	4.3kg	400mm
Misura 2	2 - 5 anni	900 - 1050mm	Max - 35kg	220 - 290mm	170 - 270mm	185 - 285mm	315mm	6kg	460mm
Misura 3	4 - 8 anni	1000 - 1300mm	Max - 40kg	250 - 330mm	230 - 330mm	250 - 350mm	380mm	8.2kg	530mm

Reclinazione schienale 95° - 105°

Pal nella versione standard è dotato di base a 4 gambe regolabili in altezza con profondità della seduta regolabile, schienale reclinabile, cinghia pelvica a 2 punti, imbottiture schienale e sedile facilmente lavabili.

Pal: accessori



Sistema di seduta PAL con base a 4 gambe regolabile in altezza



Base con ruote



Base a dondolo



Base con stabilizzatore



Base rialzata (solo per PAL mis. 1)



Pedana poggiapiedi



Supporti imbottiti per bacino 25mm
Supporti imbottiti per bacino 50mm




Tavolino con incavo regolabile in profondità
Inserto imbottito per tavolino (non illustrato)



Divaricatore
Misura 1
Misure 2 & 3




Cuscino a cuneo



Anche i tavoli sono disponibili in quattro colori: verde, arancio, blu e rosa

Tavolo per 4 persone
1300x500mm



Tavolo per 2 persone
650x500mm



LECKEY®

Otto Bock®
QUALITY FOR LIFE