



special
tomato



Prodotti per bimbi e ragazzi

Indice



Sedute e schienali Liners..... 4-5



Sistemi di seduta Booster e EPP..... 5



Passeggino pieghevole EIO..... 6-7



Passeggino pieghevole a 3 ruote Jogger..... 8-9



Seggiolone Height Right..... 10-11



Sistema di seduta Sitter..... 12-13



Rulli e cunei in materiale Soft Touch™ 14-15

Sistemi di seduta Liners in materiale Soft Touch™



Caratteristiche

- sedili e schienali avvolgenti in materiale soft
- schienale con supporti laterali per il tronco
- seduta con divaricatore
- cinghia pelvica
- cinghie per il fissaggio del sistema di seduta
- facilmente trasportabili e leggeri
- durevoli e facilmente lavabili

Sistemi di seduta Liners Soft-Touch™

Queste sedute e schienali sono realizzati in un materiale che consente di avere un ottimo confort. Particolarmente adatti per un utilizzo a casa e a scuola.

Materiale Soft-Touch™ ipoallergenico privo di lattice, resistente, impermeabile, anti batterico e lavabile con disinfettanti comuni



Schienali Liner in Soft Touch™								
	Codici			Misure interne		Misure esterne		Peso
	Cioccolato	Lilla	Ciliegia	Larghezza	Profondità	Larghezza	Profondità	kg
Mis. 1	421D132=SK220	421D132=SK223	421D132=SK226	19 cm	25 cm	27 cm	25 cm	0,5 kg
Mis. 2	421D132=SK221	421D132=SK224	421D132=SK227	22 cm	34 cm	31 cm	34 cm	0,5 kg
Mis. 3	421D132=SK222	421D132=SK225	421D132=SK228	25 cm	37 cm	34 cm	37 cm	0,6 kg

Sedute Liner in Soft Touch™									
	Codici			Misure interne			Misure esterne		Peso
	Cioccolato	Lilla	Ciliegia	Larghezza	Profondità	Spessore	Larghezza	Profondità	kg
Mis. 1	421C132=SK220	421C132=SK223	421C132=SK226	20 cm	20 cm	9 cm	28 cm	27 cm	0,5 kg
Mis. 2	421C132=SK221	421C132=SK224	421C132=SK227	25 cm	25 cm	10 cm	32 cm	32 cm	0,9 kg
Mis. 3	421C132=SK222	421C132=SK225	421C132=SK228	31 cm	31 cm	11,5 cm	39 cm	39 cm	1,3 kg

I Liners sono adattabili ai vari passeggini Special Tomato



Seduta e schienale Liner inserito nel passeggino pieghevole EIO



Seduta e schienale Liner nel passeggino a 3 ruote Jogger.



I Liners sono facilmente chiudibili e trasportabili.

Sistemi di seduta Booster e EPP in materiale Soft Touch™



Il Booster aumenta l'altezza della seduta di 7,5 cm



La seduta EPP è particolarmente profilata e offre un notevole sostegno laterale



La seduta EPP ha un profilo particolare per consentirne l'alloggiamento nel seggiolone Height Right

Sistemi di seduta Booster e EPP in Soft Touch™								
Descrizione	Codice			Misure interne		Misure esterne		Peso kg
	Cioccolato	Lilla	Ciliegia	Larghezza	Profondità	Larghezza	Profondità	
Booster	421C132=SK019	421C132=SK020	421C132=SK021	25,5 cm	25,5 cm	34 cm	34 cm	1,4 kg
EPP	421C134=SK006	421C134=SK005	421C134=SK004	26 cm	24 cm	34 cm	33 cm	1,4 kg

Passeggino pieghevole EIO



Caratteristiche

- ruote posteriori piene con dispositivo di sgancio rapido
- ruote anteriori piroettanti piene con blocco direzionale
- schienale reclinabile di 50°
- freno a pedale
- maniglione regolabile in altezza ed inclinazione
- poggiatesta regolabile in inclinazione
- cappottina parasole con finestrella
- poggiatesta imbottito
- supporti bacino e tronco regolabili
- cinghia a bretellaggio a 5 punti imbottita
- chiudibile a libro
- telaio in alluminio
- vano porta oggetti inferiore capiente

EIO è un passeggino leggero, confortevole e avvolgente che offre un buon supporto posturale a bimbi e ragazzi; è facilmente chiudibile e manovrabile dall'accompagnatore ed ha una ricca dotazione di base di accessori.



EIO con sistemi di seduta Liners



Sistema di seduta Liner ciliegia nell'EIO



Sistema di seduta Liner cioccolato nell'EIO



Sistema di seduta Liner lilla nell'EIO



Tasca laterale porta oggetti



Il passeggino EIO è facilmente chiudibile e trasportabile.

dimensioni chiuso:

- altezza 41 cm (16")
- larghezza 46 cm (18")
- lunghezza 81 cm (32")



Maniglione regolabile in inclinazione ed altezza per facilitare la presa.

Regolazione altezza da terra:

76 - 109 cm (30" - 43")



Sistema di seduta Sitter (solo mis. 1 e 2) nell'EIO

Lunghezza gambe (UL):

- EIO 33 cm (13")
- Sitter 38 cm (15")
- Liner mis.1 40,5 cm (16")
- Liner mis. 2 43 cm (17")

Passeggino pieghevole EIO						
Descrizione	Codice	Larghezza seduta	Profondità seduta	Altezza schienale	Portata max.	Peso
EIO	420P128=50001	35 cm	30 cm	66 cm	40 kg	10 kg

Passeggino pieghevole a 3 ruote Jogger



Caratteristiche

- ruote posteriori pneumatiche con dispositivo di sgancio rapido
- ruote anteriori piroettanti pneumatiche con blocco direzionale
- schienale reclinabile
- freno a disco su ruota anteriore, azionabile dall'accompagnatore
- maniglione regolabile in altezza ed inclinazione
- poggiatesta
- cappottina con finestrella
- cinghia a bretellaggio a 5 punti imbottita
- sospensioni sulle ruote posteriori
- chiudibile a libro
- telaio in alluminio
- vano porta oggetti inferiore capiente

Jogger è il passeggino pieghevole a 3 ruote che unisce doti di manovrabilità e praticità ad un look moderno ed accattivante, senza dover rinunciare alla comodità per il tuo bambino. Ha un telaio in alluminio estremamente leggero e facilmente chiudibile. Lo schienale è reclinabile e la cappottina con finestrella consente al genitore di tenere il bimbo sempre sott'occhio. Si possono inserire i sistemi di seduta Liners e Sitters per offrire ancora maggiore stabilità e confort, senza rinunciare alla possibilità di richiudere il passeggino.



Jogger con altri prodotti Special Tomato



Sistemi di seduta Liner (mis. 1 - 3)



Sistemi di seduta Sitter (mis. 1 e 2)

Lunghezza gambe del Jogger in combinazione con Liner e Sitter

- Jogger 35 cm (13")
- Sitter 41 cm (16")
- Liner mis. 1 43 cm (17")
- Liner mis. 2 46 cm (18")

Accessori Jogger



poggiatesta imbottito (incluso nella dotazione base)
420P128=50004



borsa portaoggetti
420P128=50003



Maniglione regolabile in altezza ed inclinazione per facilitare la presa
Regolazione altezza da terra:
89 - 110 cm (35 - 43")



Il passeggino Jogger è facilmente chiudibile e trasportabile.

Le dimensioni da chiuso:

- larghezza 53 cm (20")
- lunghezza 83 cm (32")

Passeggino pieghevole a 3 ruote Jogger						
Descrizione	Codice	Larghezza seduta	Profondità seduta	Altezza schienale	Portata max.	Peso
Jogger	420P128=50002 + 420P128=50004	35 cm	30 cm	61 cm	50 kg	12 kg

Seggiolone Height Right™



Caratteristiche

- cintura pelvica a 3 punti
- pedana poggiapiedi regolabile in altezza e profondità
- seduta regolabile in altezza e profondità
- cuscini e schienali in materiale Soft Touch™ in dotazione base o a scelta
- seduta EPP e schienale in Soft Touch™
- tavolino in legno in dotazione base o, a scelta, la barretta di protezione
- sandali in materiale Soft Touch™ in opzione



Materiale Soft-Touch™
ipoallergenico privo di lattice,
resistente, impermeabile,
anti batterico e lavabile con
disinfettanti comuni

Seggiolone Height Right™, in legno dal colore caldo, confortevole e comodo sia a scuola che a casa. Incoraggia il tuo bambino ad interagire con i suoi compagni e nel contempo gli offre una seduta stabile e sicura, stimolandolo così a fare nuove esperienze.



Altezza da terra della barretta di protezione e tavolino
65 cm (26")

Altezza da terra della seduta
42 - 61 cm (15.5 - 24")

Altezza da terra della pedana poggiapiedi
10 - 37,5 cm (4 - 15")

Accessori per Height Right



Seduta e schienale in Soft-Touch™ color cioccolato
421C134=SK001 +
421D134=SK001



Seduta e schienale in Soft-Touch™ color lilla
421C134=SK002 +
421D134=SK002



Seduta e schienale in Soft-Touch™ color ciliegia
421C134=SK003 +
421D134=SK003



Sandali in Soft-Touch™ solo color cioccolato
421B134=SK001



Tavolino in legno 421S134=SK001

Seggiolone Height Right						
Descrizione	Codice	Larg. x prof. di seduta	Larg. x prof. pedana	Ingombro larg. x alt. x prof.	Portata max.	Peso
Seggiolone Height Right	420P134=10000	42 x 25 cm	42 x 25 cm	42,5 x 82,5 x 52,5 cm	68 kg	7,5 kg

Seduta e schienale in Soft-Touch™								
Descrizione	Cioccolato	Lilla	Ciliegia	Larghezza interna	Profondità interna	Larghezza esterna	Profondità esterna	Altezza
Seduta	421C134=SK001	421C134=SK002	421C134=SK003	29 cm	23 cm	40 cm	30 cm	
Schienale	421D134=SK001	421D134=SK002	421D134=SK003	24 cm		40 cm		20 cm

Sistemi di seduta Sitter



Caratteristiche

- sistema di seduta avvolgente con poggiatesta e divaricatore inclusi
- cinghia a bretellaggio a 5 punti imbottita
- inseribile nei passeggini EIO e Jogger
- facilmente agganciabile su qualunque tipo di seduta

Materiale Soft-Touch™
ipoallergenico privo di lattice,
resistente, impermeabile,
anti batterico e lavabile con
disinfettanti comuni



Il sistema di seduta Sitter è morbido, leggero e offre un buon contenimento posturale. Può facilmente essere utilizzato su sedie e passeggini oppure, in abbinamento alle basi in legno, può diventare un ottimo seggiolone per l'utilizzo a scuola, a casa o nei centri di riabilitazione. La base in legno offre la possibilità di variare il grado di reclinazione di tutta la seduta.

poggiatesta avvolgente



cinghia a bretellaggio a 5 punti

supporti laterali imbottiti

cuneo divaricatore



cinture di fissaggio

possibilità di reclinazione



Sistemi di seduta Sitter in Soft Touch™					
Descrizione	Mis. 1	Mis. 2	Mis. 3	Mis. 4	Mis. 5
Età	1-3 anni	3-6 anni	6-9 anni	9-14 anni	13 +
Peso utilizzatore	9 - 18 kg	13 - 27 kg	18 - 36 kg	22 - 50 kg	40 - 90 kg
Altezza utilizzatore	75 - 100 cm	87 - 120 cm	100 - 140 cm	125 - 162 cm	135 - 185 cm
Larghezza seduta	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Profondità seduta	17,5 cm	23,5 cm	28,5 cm	33,5 cm	40 cm
Altezza schienale	52,5 cm	65 cm	72,5 cm	82,5 cm	97,5 cm
Ingombro in largh.	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Ingombro in prof.	30 cm	35 cm	40 cm	47,5 cm	52,5 cm
Ingombro in altezza	62,5 cm	72,5 cm	85 cm	95 cm	110 cm
Peso seduta	2,7 kg	4,5 kg	5,9 kg	7,25 kg	8,6 kg



Floor base
421S132=SK420



Base MPS in legno
421S128=SK013 e 421S128=SK014



mis. 1

mis. 2

mis. 3

mis. 4

mis. 5

Codici dei sistemi di seduta Sitter						
	Descrizione	size 1	size 2	size 3	size 4	size 5
	Sitter cioccolato	421C132=SK101	421C132=SK102	421C132=SK103	421C132=SK104	421C132=SK105
	Sitter azzurro	421C132=SK111	421C132=SK112	421C132=SK113	421C132=SK114	421C132=SK115
	Sitter cioccolato con floor base cioccolato	420P132=00043	420P132=00045	420P132=00047	n.d.	n.d.
	Sitter azzurro con floor base cioccolato	420P132=00042	420P132=00044	420P132=00046	n.d.	n.d.
	Sitter cioccolato con mobile base	420P132=00027	420P132=00028	420P132=00029	420P132=00030	420P132=00031
	Sitter azzurro con mobile base	420P132=00022	420P132=00023	420P132=00024	420P132=00025	420P132=00026
	Sitter cioccolato con MPS mobile base	421C132=SK101 421S128=SK013	421C132=SK102 421S128=SK013	421C132=SK103 421S128=SK013	421C132=SK104 421S128=SK014	421C132=SK105 421S128=SK014
	Sitter azzurro con MPS mobile base	421C132=SK111 421S128=SK013	421C132=SK112 421S128=SK013	421C132=SK113 421S128=SK013	421C132=SK114 421S128=SK014	421C132=SK115 421S128=SK014

Cuscini a rullo e a cuneo in materiale Soft Touch™




Caratteristiche

- materiale Soft-Touch™, piacevole al tatto
- materiale ipoallergenico privo di lattice, contenente un agente anti-microbico
- si puliscono facilmente con un comune disinfettante
- design senza cuciture che consente resistenza al taglio e allo strappo
- massimo confort e durabilità
- materiale impermeabile
- maniglia integrata per facilitare la presa e il trasporto

Materiale Soft-Touch™ ipoallergenico privo di lattice, resistente, impermeabile, anti batterico e lavabile con disinfettanti comuni



Maniglia integrata in Soft-Touch™



Design Stand-On-End™ per consentire il posizionamento in verticale quando non in uso

- Disponibili solo in colore cioccolato con maniglia integrata
- 5 anni di garanzia

Cuscini a cuneo in materiale Soft Touch™						
Codice	Descrizione	Altezza	Larghezza	Lunghezza	Peso	Angolo
421S132=SK300	Mis. 1	10 cm	51 cm	56 cm	2,3 kg	10 °
421S132=SK301	Mis. 2	15 cm	51 cm	56 cm	2,5 kg	16°
421S132=SK302	Mis. 3	20 cm	51 cm	56 cm	3 kg	20°
421S132=SK303	Mis. 4	15 cm	61 cm	71 cm	3,8 kg	12°
421S132=SK304	Mis. 5	20 cm	61 cm	71 cm	4,7 kg	16°
421S132=SK305	Mis. 6	25 cm	61 cm	56 cm	3,8 kg	26°
421S132=SK306	Mis. 7	25 cm	61 cm	71 cm	5,2 kg	20°
421S132=SK307	Mis. 8	30 cm	61 cm	71 cm	5,7 kg	24°



Cuscini a rullo in materiale Soft Touch™				
Codice	Descrizione	Diametro	Lunghezza	Peso
421S132=SK400	Mis. 1	8 cm	20 cm	0,1 kg
421S132=SK401	Mis. 2	10 cm	61 cm	0,6 kg
421S132=SK402	Mis. 3	15 cm	61 cm	1,4 kg
421S132=SK403	Mis. 4	20 cm	61 cm	2,2 kg
421S132=SK404	Mis. 5	20 cm	91 cm	3,3 kg
421S132=SK405	Mis. 6	25 cm	91 cm	4,4 kg
421S132=SK406	Mis. 7	30 cm	91 cm	5,8 kg
421S132=SK407	Mis. 8	30 cm	122 cm	8 kg
421S132=SK408	Mis. 9	35 cm	122 cm	10 kg
421S132=SK409	Mis. 10	41 cm	122 cm	12 kg



- Disponibili solo in colore cioccolato con maniglia integrata
- 5 anni di garanzia

Otto Bock Italia S. r. l. u. s.
via F. Turati 5/7, 40054 Budrio
Tel. 051 69 24 711 · Fax 051 69 24 720
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it

