

Eco-Buggy

Passeggino chiudibile leggero



Colore imbottiture

L' Eco-Buggy è la risposta per i trasferimenti e gli spostamenti veloci, è molto pratico, poco ingombrante, e super leggero ma è anche agile e facile da manovrare . L'Eco Buggy è stato pensato per soddisfare le esigenze dei bambini dai 3 ai 8 anni, ma anche dei loro genitori



Cosa lo rende speciale:

- Elevata capacità di carico, con pedana
- Poco accessorizzato per trasporto rapido
- Molto leggero e compatto anche da chiuso



Come e dove utilizzarlo:

- in esterno
- Adatto a bambini che non possono percorrere lunghe distanze a piedi

Art. no. HR32100001-011

Versione standard

- Misura unica
- Colore: blu
- Passeggino chiudibile e leggero
- Imbottitura sedile/schienale asportabile
- Rivestimento sedile/schienale in Nylon
- Pedana divisa
- Doppie ruote anteriori con bloccaggio unidirezionale
- Freni di stazionamento sulle ruote posteriori
- Cintura bacino standard
- Bauletto portaoggetti pieghevole
-

Opzioni/possibili aggiunte

- Cintura 5-punti
- Imbottiture
- Set di fissaggio per il trasporto su automezzi
- Cappottina
- Tecno Buggyboard (pedana aggiuntiva posteriore per il trasporto di un altro bambino)



◉ Reclinazione schienale regolabile



◉ Pedana regolabile in altezza (divisibile e swing-away)



◉ Freno



◉ Bauletto portaoggetti pieghevole



◉ Eco-Buggy, richiuso

Dati tecnici

Età approssimativamente.	3–8 anni
Portata max.	50 kg
Profondità seduta	30 cm
Larghezza seduta	35 cm
Altezza schienale/inclinazione	55 cm/90° to 110°
Distanza tra bordo sedile e pedana	20–34 cm
Ingombro passeggino chiuso (Lungh.xLargh.xAlt)	115x42x29 cm
Ruota ø ant/post	17–21 cm
Peso	9 kg

Opzioni

◉ Cappottina per il sole