

## Passeggino EIO

# ottobock.



### **Caratteristiche:**

Poggiatesta regolabile in altezza con protezioni laterali  
Supporti laterali tronco ed elementi di contenimento laterale bacino regolabili  
Regolazione dell'inclinazione schienale da 25° a 75°  
Pedana regolabile in inclinazione  
Maniglia di spinta regolabile in altezza ed inclinazione  
Cinghia a bretellaggio a 5 punti con stabilizzatore pettorale e supporti spalle imbottiti  
Cappottina parasole regolabile ed asportabile con finestrella e tasca portaoggetti  
Ruote piene estraibili a sezione maggiorata per facilitare la maneggevolezza di guida  
Ruote anteriori pivotanti con blocco direzionale inseribile  
Freno di stazionamento azionabile a pedale  
Telaio in alluminio con sistema di sospensioni  
Capiente vano portaoggetti inferiore

**Possibilità di inserire i sistemi di seduta Liners e Sitter**

### **Dimensioni:**

#### **Dal piano di seduta alla pedana (UL):**

Passeggino EIO	33 cm
con seduta Liners mis. 1 e 2	38 cm
con seduta Sitter mis. 1	40,5 cm
con seduta Sitter mis. 2	43 cm



Passeggino con seduta Liner

#### **Passeggino EIO:**

Larghezza seduta	35 cm
Profondità seduta	30 cm
Altezza schienale	61 cm
Portata massima	40 kg
Peso del passeggino	10 kg



#### **Maniglia di spinta**

Regolabile in altezza da 76 cm - 109 cm



Passeggino con seduta Sitter

#### **Ingombro massimo**

	altezza	larghezza	lunghezza
Aperto	114 cm	61 cm	117 cm
Piegato	41 cm	46 cm	81 cm