

Poltrona Lady Life



Descrizione

Poltrona Lady Life – Blu/Bordeaux

La Poltrona Lady Life 2 motori, integra alle caratteristiche di base proprie alle poltrone Lady, una gamma di accessori ideati per un'utenza con severe difficoltà motorie, ovvero:

- 4 ruote piroettanti da 10 cm, di cui due posteriori con freno
- Braccioli estraibili che agevolano il trasferimento laterale
- Maniglione posteriore di spinta, su struttura interna rinforzata
- Poggiatesta laterale modello Bergere
- Cintura di contenimento

Disponibile nei colori Blu e Bordeaux

Caratteristiche Tecniche

Profondità	87 cm
Larghezza	80 cm
Altezza tot da terra	110 cm
Peso	60 Kg
Altezza dello schienale dalla seduta	70 cm
Portata Max	200 Kg
Colore	Bue / Bordeaux

Codice / Descrizione Prodotto

- Codice**
- 576200xx 2 motore