

## Dati tecnici Luna 2

Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15mm e 1,5kg).

## Confortevole e pratico

La particolarità di questo letto è la possibilità di posizionare la rete a due (1-2) differenti altezze.

- Posizionamento della rete a 335 mm o 400 mm da terra
- Regolabile elettricamente tramite il telecomando in dotazione
- Altezza regolabile di 410 mm
- Misura del materasso: 900 mm x 2000 mm
- Telecomando con chiave di blocco
- Portata massima: kg.175 (paziente e materasso)
- Rete parte testa regolabile elettricamente
- Rete parte gambe regolabile elettricamente e manualmente per la parte piedi

- L'asta sollevamalati può essere posizionata sia a destra che sinistra
- Tutte le 4 ruote sono frenanti
- Pannelli in legno eleganti
- Di facile montaggio/smontaggio
- Il kit da trasporto è incluso

## La vostra garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, il Luna 2 soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei.



## Vermeiren Italia S.R.L.

Viale delle Industrie 5 I-20020 Arese MI Italia

Tel.: +39 02 99 77 07 Fax: +39 02 93 58 56 17

www.vermeiren.it - info@vermeiren.it



Per maggiori informazioni potete cantattare il fornitore a voi più vicino.

ble upon request. - R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgica - 03/2016