

# Luna 2 basic

Letto elettrico a 3 motori





beige  
(telaio)

La particolarità di questo letto è la possibilità di posizionare la rete a due (1-2) differenti altezze.

- Posizionamento della rete a 335 mm o 400 mm da terra
- Regolabile elettricamente tramite il telecomando in dotazione
- Altezza regolabile di 410 mm
- Misura del materasso: 900 mm x 2000 mm
- Telecomando con chiave di blocco
- Rete parte testa regolabile elettricamente
- Rete parte gambe regolabile elettricamente e manualmente per la parte piedi
- 2 paia di barre laterali in legno
- L'asta sollevamatalati può essere posizionata sia a destra che sinistra
- Tutte le 4 ruote sono frenanti
- Pannelli in legno eleganti
- Di facile montaggio/smontaggio
- Il kit da trasporto è incluso



Disponibile anche con doghe in legno.



**NR. REPERTORIO**  
48005/R

Viene consegnato montato, sul suo kit di trasporto.  
Installato e pronto per l'uso in pochi minuti.



900x2000x120  
max. 20 kg

1015

2170

335/400

745/810

sì

31,7°

83°

-14,8°

140

Misure in mm, pesi in kg. Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (15 mm, 1,5° e 1,5 kg).