



CATALOGO GENERALE

Sollevatori

90600040

Sollevatore PRIMUS oleodinamico



Struttura in tubo di acciaio verniciato poliestere.
Base regolabile in larghezza tramite leva a pedale.
4 Ruote gemellari Ø 75 piroettanti, le posteriori con freno totale.
Colonna portante con maniglione di accompagnamento.
Pompa oleodinamica con leva laterale per movimenti di salita.
Sistema di discesa con volantino a regolazione manuale.
Braccio di sollevamento.
Bilancino.
Imbracatura standard taglia Medium inclusa.
Possibilità di scegliere imbracatura con poggiatesta e/o imbracature imbottite.
Possibilità di applicare ruote Ø 100 mm.

90600080

Sollevatore PRIMUS elettrico



Struttura in tubo di acciaio verniciato poliestere.
Base regolabile in larghezza tramite leva a pedale.
4 Ruote gemellari Ø 75 piroettanti, le posteriori con freno totale.
Colonna portante con maniglione di accompagnamento.
Comando a filo.
Motore elettrico di sollevamento con batterie ricaricabili.
Caricabatterie. Segnalatore sonoro e visivo della carica della batteria.
Braccio di sollevamento.
Bilancino.
Imbracatura standard taglia Medium inclusa.
Possibilità di scegliere imbracatura con poggiatesta e/o imbracature imbottite.
Possibilità di applicare ruote Ø 100 mm.
ISO 12.36.03.006

90600090

Sollevatore elettrico STYLE 160


90600092

Sollevatore elettrico STYLE 160 LT




Struttura in tubo di acciaio verniciato poliestere.
Base regolabile in larghezza tramite leva manuale o tramite leva a pedale.
4 Ruote gemellari Ø 75 piroettanti, le posteriori con freno totale.
Colonna portante con maniglione di accompagnamento.
Comando a filo.
Motore elettrico di sollevamento con batterie ricaricabili.
Caricabatterie. Segnalatore sonoro e visivo della carica della batteria.
Braccio di sollevamento.
Bilancino.
Imbracatura standard taglia Medium inclusa.
Possibilità di scegliere imbracatura con poggiatesta e/o imbracature imbottite.
ISO 12.36.03.006


Peso: 36 kg
Portata: 140 kg



Peso: 38 kg
Portata: 150 kg



Cod. 90600090 Peso: 34 kg - Cod. 90600092 Peso: 33 kg
Portata: 160 kg



Sollevatori

90600200

Sollevatore elettrico portata 205 kg



Struttura in tubo di acciaio verniciato poliestere.
Base regolabile in larghezza tramite leva manuale.
4 Ruote gemellari Ø 75 piroettanti, le posteriori con freno totale.
Colonna portante con maniglione di accompagnamento.
Comando a filo.
Motore elettrico di sollevamento con batterie ricaricabili.
Mensola porta batterie.
Caricabatterie.
Segnalatore sonoro e visivo della carica della batteria.
Braccio di sollevamento.
Bilancino.
Possibilità di scegliere imbracatura con poggiatesta e/o imbracature imbottite.
ISO 12.36.03.006

90600210

Sollevatore elettrico portata 205 kg – 2 motori



Struttura in tubo di acciaio verniciato poliestere.
Base regolabile in larghezza tramite motore.
4 Ruote gemellari Ø 100 piroettanti, le posteriori con freno totale.
Colonna portante con maniglione di accompagnamento.
Comando a filo.
Motore elettrico di sollevamento con batterie ricaricabili.
Mensola porta batterie.
Caricabatterie.
Segnalatore sonoro e visivo della carica della batteria.
Braccio di sollevamento.
Bilancino.
Possibilità di scegliere imbracatura con poggiatesta e/o imbracature imbottite.
ISO 12.36.03.006



90600300

Verticalizzatore RISE UP





Struttura in tubo di acciaio verniciato poliestere.
Base regolabile in larghezza tramite pedale.
4 Ruote gemellari Ø 75 piroettanti, le posteriori con freno totale.
Colonna portante con maniglione di accompagnamento.
Comando a filo.
Motore elettrico di sollevamento con batterie ricaricabili.
Mensola porta batterie.
Caricabatterie.
Segnalatore sonoro di scarico delle batterie.
Braccio di sollevamento.
Reggi Tibie.
Possibilità di scegliere imbracatura lombare o lombo dorsale.



Peso: 41 kg
Portata: 205 kg



Peso: 41 kg
Portata: 205 kg




Peso: 32 kg
Portata: 175 kg



Imbracature


Imbracatura standard



90600011 Taglia S
90600012 Taglia M
90600013 Taglia L
90600014 Taglia XL
90600019 Taglia XXL

Imbracatura per il sostegno del corpo. Tessuto 100% poliestere ad alta resistenza meccanica, idrorepellente, impermeabile, antimuffa, senza biocidi, non citotossico. Asole per la regolazione dell'altezza. Lavabili. Portata 250 kg
ISO 12.36.21.003


Imbracatura con poggiatesta



90600015 Taglia S
90600016 Taglia M
90600017 Taglia L
90600018 Taglia XL
90600020 Taglia XXL

Imbracatura per il sostegno del corpo e del capo. Tessuto 100% poliestere ad alta resistenza meccanica, idrorepellente, impermeabile, antimuffa, senza biocidi, non citotossico. Asole per la regolazione dell'altezza. Lavabili. Portata 250 kg
ISO 12.36.21.006


Imbracatura standard imbottitura gambe



90600021 Taglia S
90600022 Taglia M
90600023 Taglia L
90600024 Taglia XL
90600025 Taglia XXL

Imbracatura per il sostegno del corpo, supporto gambe imbottito. Tessuto 100% poliestere ad alta resistenza meccanica, idrorepellente, impermeabile, antimuffa, senza biocidi, non citotossico. Asole per la regolazione dell'altezza. Lavabili. Portata 250 kg
ISO 12.36.21.003

Imbracatura con poggiatesta, imbottitura gambe, stecche di supporto




90600056 Taglia S
90600057 Taglia M
90600058 Taglia L
90600059 Taglia XL
90600060 Taglia XXL

Imbracatura per il sostegno del corpo e del capo. Supporto gambe imbottito. Dotata di stecche per la zona testa e la zona lombare. Tessuto 100% poliestere ad alta resistenza meccanica, idrorepellente, impermeabile, antimuffa, senza biocidi, non citotossico. Asole per la regolazione dell'altezza. Lavabili. Portata 250 kg
ISO 12.36.21.006

Imbracature

Imbracatura per toilette



90600031 Taglia S
90600032 Taglia M
90600033 Taglia L
90600034 Taglia XL

Imbracatura per operazioni igieniche e per la toilette. Tessuto 100% poliestere ad alta resistenza meccanica, idrorepellente, impermeabile, antimuffa, senza biocidi, non citotossico. Asole per la regolazione dell'altezza. Lavabili. Portata 250 kg
ISO 12.36.21.003

IMBRACATURE PER VERTICALIZZATORE

Imbracatura lombare



90600042 Taglia M
90600043 Taglia L

Sagomata in PVC/tessuto polipropilene. Imbottita e bordata con fettuccia. Due cinghie lunghe in polipropilene nero per gambe. Due cinghie corte in polipropilene nero per tronco. Cinghie con tre asole in polipropilene per attacco al verticalizzatore. Maniglia sul retro per facilitare il corretto posizionamento da parte dell'operatore al paziente. Portata massima: 180 kg

Imbracatura lombo dorsale



90600046 Taglia M
90600047 Taglia L

Sagomata in PVC/tessuto polipropilene. Imbottita e bordata con fettuccia. Due cinghie lunghe in polipropilene nero per gambe. Due cinghie corte in polipropilene nero per tronco. Cinghie con tre asole in polipropilene per attacco al verticalizzatore. Maniglia sul retro per facilitare il corretto posizionamento da parte dell'operatore al paziente. Portata massima: 180 kg

Letti ad 1 manovella

90500028

Letto ad 1 manovella VLP 110 Pieghevole



Letto ad una manovella per regolazione dell'alzatasta.
 Rete collegata a telaio articolato ad uno snodo.
 Telaio pieghevole, dotato di vite di sicurezza.
 Testata e pediera smontabili verniciate.
 Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta.
 Pannelli in legno nobilitato.
 Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno.
 Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento.

Dati tecnici (cm/kg)					
Lunghezza	206	Altezza	94	Peso	38
Larghezza	92	Altezza Rete	45	Portata	135
	Max 70°		70		

90500030

Letto ad 1 manovella VL 100



Letto ad una manovella per regolazione dell'alzatasta.
 Rete collegata a telaio articolato ad uno snodo.
 Testata e pediera smontabili verniciate.
 Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta.
 Pannelli in legno nobilitato.
 Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno.
 Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento.

Dati tecnici (cm/kg)					
Lunghezza	206	Altezza	94	Peso	45
Larghezza	92	Altezza Rete	45	Portata	135
	Max 70°		70		

Letti a 2 manovelle

90500036

Letto a 2 manovelle VL 210



Letto a due manovelle per regolazione dell'alzatasta e alzagambe.
 Rete collegata a telaio articolato a tre snodi.
 Testata e pediera smontabili verniciate.
 Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta.
 Pannelli in legno nobilitato.
 Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno.
 Predisposti per l'applicazione di sponde di contenimento.

Dati tecnici (cm/kg)

Lunghezza	206	Altezza	94	Peso	39
Larghezza	92	Altezza Rete	45	Portata	135
	Max 70°		70		
	Max 35°		50		

90500037

Letto a 2 manovelle VLP 210 Pieghevole



Letto a due manovelle per regolazione dell'alzatasta e alzagambe.
 Rete collegata a telaio articolato a tre snodi.
 Telaio pieghevole, dotato di vite di sicurezza.
 Testata e pediera smontabili verniciate.
 Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta.
 Pannelli in legno nobilitato.
 Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno.
 Predisposto per l'applicazione di sponde di contenimento.
 ISO 18.12.07.003

Dati tecnici (cm/kg)

Lunghezza	206	Altezza	94	Peso	39
Larghezza	92	Altezza Rete	45	Portata	135
	Max 70°		70		
	Max 40°		50		

Letti a 2 manovelle

90500038

Letto a 2 manovelle VL 210 con ruote D125 con freno



Letto a due manovelle per regolazione dell'alzatasta e alzagambe.
 Rete collegata a telaio articolato a tre snodi.
 Testata e pediera smontabili verniciate.
 Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta.
 Pannelli in legno nobilitato.
 Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno.
 Predisposti per l'applicazione di sponde di contenimento.
 ISO 18.12.07.006

Dati tecnici (cm/kg)

Lunghezza	206	Altezza	94	Peso	43
Larghezza	92	Altezza Rete	45	Portata	135
	Max 70°		70	Ø Ruote	125
	Max 35°		50		

90500040

Letto a 2 manovelle VL 200



Letto a due manovelle per regolazione dell'alzatasta e alzagambe.
 Rete collegata a telaio articolato a tre snodi.
 Testata e pediera smontabili verniciate.
 Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe, agganciate alla rete mediante innesti a baionetta.
 Pannelli in legno nobilitato.
 Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno.
 Predisposti per l'applicazione di sponde di contenimento.
 ISO 18.12.07.003

Dati tecnici (cm/kg)

Lunghezza	206	Altezza	94	Peso	47
Larghezza	92	Altezza Rete	45	Portata	135
	Max 70°		70		
	Max 35°		50		

Letti a 2 manovelle

90500043

Letto in legno 2 manovelle con gambe a ponte



Letto a due manovelle per regolazione dell'alzatasta e alzagambe.
 Rete collegata a telaio articolato a tre snodi.
 Testata, pediera e sponde in legno massello.
 Sponde costituite da due traversine per lato scorrevoli.
 Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno, predisposta per gambe a ponte su quattro ruote piroettanti con freno.
 ISO 18.12.07.006

Dati tecnici (cm/kg)

Lunghezza	208	Altezza Rete	45	Portata	135
Larghezza	102,5	Ø Ruote	125		
	Max 70°		70		
	Max 35°		50		

90500044

Letto in legno 2 manovelle con basamento



Letto a due manovelle per regolazione dell'alzatasta e alzagambe.
 Rete collegata a telaio articolato a tre snodi.
 Testata, pediera e sponde in legno massello.
 Sponde costituite da due traversine per lato scorrevoli.
 Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno.
 Regolazione dell'altezza della rete da terra mediante basamento oleodinamico azionabile tramite leva a pedale.
 ISO 18.12.07.006

Dati tecnici (cm/kg)

Lunghezza	208	Larghezza	102,5	Portata	135
	Max 70°		70		Da 40 a 80
	Max 35°		50		

Letti a 2 manovelle

90500050

Letto a 2 manovelle VL 200 da abbinare con:



55540030

Gambe a ponte con ruote



Peso 45 kg
Portata 135 kg
Altezza rete 45 cm
ISO 18.12.07.006

55540010 + 55540015

Basamento a pompa + kit gambe



Peso 82 kg
Portata 135 kg
Altezza rete Da 40 a 80 cm
ISO 18.12.07.003

55540010 + 55540020

Basamento a pompa + kit ruote



Peso 82 kg
Portata 135 kg
Altezza rete Da 40 a 80 cm
ISO 18.12.07.006

Letti a motore

90520050

Letto a motore VL 400



Dati tecnici (cm/kg)

Lunghezza	206	Altezza	94	Peso	49,5
Larghezza	92	Altezza Rete	45	Portata	135
	Max 70°		70	2 Motori	
	Max 35°		50		

90520052

Letto a motore VL 420



Dati tecnici (cm/kg)

Lunghezza	206	Altezza	94	Peso	51
Larghezza	92	Altezza Rete	45	Portata	135
	Max 70°		70	Motore unico	
	Max 35°		50		

90520053

Letto a motore VL 420 con ruote 125 con freno



Dati tecnici (cm/kg)

Lunghezza	206	Altezza	94	Peso	55
Larghezza	92	Altezza Rete	45	Portata	135
	Max 70°		70	Ø Ruote	125
	Max 35°		50	Motore unico	

ISO 18.12.10.003

Letti con telaio articolato a tre snodi a motore
 Alzatesta e alzagambe regolabili tramite comando a filo
 Testata e pediera smontabili verniciate
 Testata e pediera costituiscono un'unica struttura con le gambe,
 agganciate alla rete mediante innesti a baionetta
 Pannelli in legno nobilitato
 Struttura in tubo di acciaio verniciato a forno
 Predisposti per l'applicazione di sponde di contenimento

Letti a motore

90520060

Letto a motore VL 400 da abbinare con:



55540030

Gambe a ponte con ruote



Peso 45 kg
Portata 135 kg
Altezza rete 45 cm
ISO 18.12.10.003

55540005 + 55540015

Basamento a motore + kit gambe



Peso 83,5 kg
Portata 135 kg
Altezza rete Da 40 a 80 cm

55540005 + 55540020

Basamento a motore + kit ruote



Peso 83,5 kg
Portata 135 kg
Altezza rete Da 40 a 80 cm
ISO 18.12.10.009

Letti a motore

90520063

Letto in legno a motore con gambe a ponte

Letto a motore con regolazione dell'alzatesta e dell'alzapiede.
Dotato di testata, pediera e sponde in legno massello.
Sponde costituite da due traversine per lato scorrevoli.
Posizionato su gambe a ponte con ruote piroettanti con freno.
ISO 18.12.10.003



Dati tecnici (cm/kg)					
Lunghezza	208	Larghezza	102,5	Portata	135
	Max 70°		70		45
	Max 35°		50		

90520064

Letto in legno a motore con basamento

Letto a motore con regolazione dell'alzatesta, dell'alzapiede e dell'altezza della rete da terra tramite basamento elettrico su ruote con freno.
Dotato di testata, pediera e sponde in legno massello.
Sponde costituite da due traversine per lato scorrevoli.
ISO 18.12.10.009



Dati tecnici (cm/kg)					
Lunghezza	208	Larghezza	102,5	Portata	135
	Max 70°		70		Da 40 a 80
	Max 35°		50		

Letti a motore

90520085

Letto altezza variabile VL 420



Letto ortopedico elettrico su ruote
Regolazione dell'alzatesta, dell'alzapiiede e dell'altezza da terra
Movimenti Trendelenburg e Anti Trendelenburg
Struttura in tubo di acciaio
Rete con doghe elettrosaldate
Testata e pediera predisposte per uno o due pannelli in legno
ISO 18.12.10.009

Dati tecnici (cm/kg)					
Lunghezza	208,5	Larghezza	99,5	Portata	135
	Max 70°		70	Peso	68
	Max 35°		50		Da 40 a 80

90520095

Letto in legno altezza variabile VL 420



Letto ortopedico elettrico su ruote
Regolazione dell'alzatesta, dell'alzapiiede e dell'altezza da terra
Movimenti Trendelenburg e Anti Trendelenburg
Struttura in tubo di acciaio
Rete con doghe elettrosaldate
Dotato di sponde in legno massello, due traversine per lato a scorrimento
Pulsanti di sicurezza anti caduta.
ISO 18.12.10.009

Dati tecnici (cm/kg)					
Lunghezza	208,5	Larghezza	103	Portata	135
	Max 70°		70	Peso	95
	Max 35°		50		Da 40 a 80

Accessori letti

90590020

Sponde ribaltabili VLA 020



Applicabili a testata e pediera tramite ganci in acciaio zincato, completi di molla di tenuta e rivestiti in PVC morbido.

Tubo in acciaio verniciato.

Altezza: 40 cm; Lunghezza: da 198 a 213 cm; Peso: 13 kg

ISO 18.12.91.006

90590060

Sponde universali VLA 060



Adatte a tutti i tipi di letto grazie a tubi telescopici allungabili, da applicare sotto il materasso. Non compatibili con letti con regolazione di alza testa o alza piede.

Tubi in acciaio cromato.

Altezza massima: 61,8 cm (2 livelli di regolazione, range 20 cm)

Lunghezza: 152 cm;

Profondità: Da 68 a 118 cm con 2 tubi telescopici, da 142 a 204 cm con 3 tubi telescopici, 25 livelli di regolazione larghezza;

Peso: 10 kg

ISO 18.12.27.003

90590075

Sponda abbattibile VLA 075 (singola)



Applicabili al telaio del letto tramite supporto regolabile.

Sistema di aggancio/sgancio con piolo. Tubo in acciaio verniciato.

Altezza: 37 cm; Altezza da abbassate: 8 cm; Lunghezza: 149 cm;

Lunghezza da abbassate: 186 cm; Peso: 12,6 kg

90590500

Materasso ventilato in espanso anti decubito



Prodotto in poliuretano espanso.

Densità 30kg/mc.

Autoestinguente.

Dimensioni: 192 x 89 x 14 cm

Peso: 6,3 kg

ISO 04.33.06.006

Accessori letti

90120090

Asta porta flebo innesto letto VLA 090



Struttura in tubi telescopici in acciaio cromato.
Modello ad innesto con bussola di riduzione.
Doppio gancio in plastica.
Altezza: da 103 a 185 cm; Peso: 1,2 kg; Portata 5 kg

90120100

Asta porta flebo con ruote VCA 500



Struttura in tubo di alluminio.
Attacchi in plastica.
Base in plastica a 5 razze con ruote Ø 40 mm.
Altezza: da 125 a 225 cm; Peso: 2 kg; Portata: 5 kg

90590102

Alzamalati ad innesto senza morsetto



Struttura in tubo di acciaio verniciato.
Fissaggio al telaio del letto mediante inserimento dell'asta nell'apposita bussola predisposta nel letto.
Triangolo con cinghia regolabile.
Altezza: da 65 a 80 cm; Peso: 5 kg; Portata: 80 kg

90590105

Alzamalati ad innesto VLA 100



Struttura in tubo di acciaio verniciato.
Asta ad innesto con attacco a morsetto.
Triangolo con cinghia regolabile.
Altezza Max 150 cm; Peso: 5,8 kg; Portata: 80 kg

90590200

Alzamalati a base VLA 200



Struttura in tubo di acciaio verniciato e cromato.
Solida base in acciaio verniciato con tappi in polietilene.
Struttura regolabile in altezza. Triangolo con cinghia regolabile.
Altezza: da 182 a 200 cm; Peso: 11 kg; Portata: 80 kg
ISO 18.12.91.003

90590350

Alzacoperte smontabile VLA 350



Struttura in tubo di acciaio cromato smontabile.
Altezza: 37 cm; Larghezza: 48 cm; Profondità: 38 cm
Peso: 1,5 kg; Portata: 15 kg

Comode Vaimas

90100050

Comoda Mod. VC 010



Struttura in tubo di acciaio cromato
 Sedile e schienale imbottiti in similpelle lavabile
 Braccioli imbottiti e fiancate estraibili
 Dispositivo WC con bacinella su binario in plastica
 Inseribile su WC
 4 ruote piroettanti D100 mm di cui 2 con freno
 Pedane indipendenti regolabili in altezza e ribaltabili
 Maniglione di accompagnamento

Dati tecnici (cm/kg)

55	101	83	43	45	52	21	52	14	90

90100100

Comoda Mod. VC 100



Struttura in tubo di acciaio cromato
 Sedile anatomico e imbottito con gommapiuma indeformabile
 Schienale anatomico, imbottito sagomato, reclinabile a 60°
 Braccioli imbottiti e fiancate estraibili
 Dispositivo WC con bacinella su binario in plastica, inseribile su WC
 4 Ruote piroettanti Ø 100 mm di cui 2 con freno
 Pedane indipendenti ad inclinazione regolabile, con poggipolpacci imbottiti e poggipiedi ribaltabili e regolabili in lunghezza
 Maniglione di accompagnamento

Dati tecnici (cm/kg)

56	105	105	43	43	52	21	53	20	100

90100200

Comoda Mod. VC 200



Struttura in tubo di acciaio cromato
 Sedile anatomico e imbottito con gommapiuma indeformabile
 Schienale anatomico, imbottito sagomato, reclinabile a 60°
 Braccioli imbottiti e fiancate estraibili
 Dispositivo WC con bacinella su binario in plastica, inseribile su WC
 Ruote posteriori piroettanti Ø200 mm, ruote anteriori fisse Ø200 mm
 Dispositivo freno per stazionamento
 Pedane indipendenti ad inclinazione regolabile, con poggipolpacci imbottiti e poggipiedi ribaltabili e regolabili in lunghezza
 Maniglione di accompagnamento

Dati tecnici (cm/kg)

54	105	105	43	43	50	21	53	21	100

Accessori Comode

90120005

Poggiatesta imbottito regolabile VCA 005



Poggiatesta imbottito per comode Vaimas.
Rivestimento in skai blu.
Altezza supporto 33 cm regolabile tramite galletto.
ISO: 12.27.91.036

90120020

Cuneo divaricatore VCA 020



Cuneo imbottito per comode Vaimas.
Rivestimento in skai blu.
Supporto: profondità 22 cm regolabile tramite galletto - altezza 18 cm

90120030

Dispositivo laterale spinta comoda rigida



Cuscinetti laterali imbottiti, rivestimento in skai blu.
Regolazione tramite galletto.
ISO: 12.23.91.036

90120042

Vassoio con incavo ribaltabile VCA 042



Vassoio ribaltabile per comode Vaimas.
Dimensioni vassoio:
Larghezza: 60,5 cm
Profondità: 47,3 cm
Spessore: 3,5 cm
Raggio incavo: 18,7 cm
ISO: 12.27.91.051

90120064

Vassoio con incavo universale VCA 064



Vassoio universale.
Dimensioni vassoio:
Larghezza: 60,5 cm
Profondità: 47,3 cm
Spessore: 3,5 cm
Raggio incavo: 18,7 cm

Accessori Comode

90120080

Asta porta flebo a morsetto VCA 080



Asta porta flebo telescopica in alluminio munita di doppio gancio.
Regolabile in altezza mediante manicotto a morsetto in plastica.
Altezza: 125 - 225 cm
Portata: 5 kg (2,5 kg per gancio)

90120150

Cintura pettorale normale VCA 150



Fettuccia in propilene nero h 5 cm.
Sgancio ad una mano.
Lunghezza regolabile fino a 200 cm.

90120155

Cintura pettorale avvolgente VCA 155



Pettorale imbottito, blu elettrico, lavabile.
h 15 cm, larghezza 48 cm.
2 Fettucce in propilene nero h 5 cm, regolabili fino a 100 cm.
Lunghezza massima complessiva regolabile 248 cm.
Sgancio ad una mano.
ISO 12.27.91.027

90120160

Cintura pettorale con bretelle VCA 160



Pettorale con bretelle, imbottito, blu elettrico, lavabile.
h 37 cm, larghezza 60 cm.
2 Fettucce in propilene nero h 5 cm, regolabili fino a 100 cm.
Lunghezza massima complessiva regolabile 260 cm.
Sgancio ad una mano.
ISO 12.27.91.033

Ausili per il bagno

90750010

Sedilvasca girevole



Struttura in tubo di acciaio verniciato.
Scocca in polipropilene.
Rotazione in 4 posizioni.
ISO 09.33.03.015

Dati tecnici (cm/kg)

Altezza	60	Larghezza	79	Profondità	50
Seduta →	Larghezza	39	Profondità	36	
Peso	5,5	Portata	100		

90750500

Bath Lift sollevatore vasca da bagno



Solleva persone elettrico per facilitare l'ingresso e l'uscita di una persona in una vasca da bagno.
Telaio in PVC / acciaio inox.
Regolazione movimenti tramite pulsantiera.
Ancoraggio seduta tramite ventose.
ISO 12.36.15.003

Dati tecnici (cm/kg)

Altezza minima	8	Larghezza seduta aperta	73
Altezza massima	48	Larghezza seduta chiusa	40
Altezza schienale	65	Profondità seduta	50
Inclinazione schienale	40°	Peso	9,3
		Portata	140

90750221

Rialzo per WC da cm 12 con braccioli ribaltabili



Adattabile alla maggior parte di toilette
Fatto con polietilene alta densità, facile da pulire
La seduta prevede una apertura anteriore per agevolare l'igiene intimo.
ISO 09.12.15.003

Dati tecnici (cm/kg)

Larghezza seduta	40	Profondità	45	Peso	2,3
Larghezza totale	50			Portata	130

CERTIFICATO DI SISTEMA DI GESTIONE

Certificato n.:
CERT-17058-2006-AQ-VEN-SINCERT

Data Prima Emissione:
06 marzo 2006

Validità:
21 febbraio 2021 – 20 febbraio 2024

Si certifica che il sistema di gestione di

VAIMAS S.r.l.

Via A. Volpato, 39 - 36035 Marano Vicentino (VI) - Italia

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:

Progettazione e produzione di sedie da comodo, letti ortopedici, carrozzine per disabili, sollevatori ed ausili ortopedici e di semilavorati di carpenteria. Commercializzazione di ausili ortopedici (IAF 17, 19, 29)

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 11 marzo 2021



SGQ N° 003 A
SGA N° 003 D
SGE N° 007 M
SCR N° 004 F

EMAS N° 009 P
PRD N° 003 B
PRS N° 004 C
SSI N° 002 G

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento
SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GIG, LAB e LAT, di MLA IAF
per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM
e PRD e di MLA ILAC per gli schemi di accreditamento
LAB, MED, LAT e ISP

Per l'Organismo di Certificazione:
DNV - Business Assurance
Via Energy Park, 14, - 20871 Vimercate (MB) - Italy



Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnvgli.it



VAIMAS SRL
Via Volpato, 39
36035 Marano Vicentino (V)
Tel. ++39 0445 560917
Fax ++39 0445 569420
e-mail commerciale@vaimas.it
www.vaimas.it